

Algoritmo de diagnóstico laboratorial de infección por el nuevo virus Influenza A(H1N1)

Laboratorio Nacional **SIN** capacidad de identificación del nuevo virus

Recepción de muestras recogidas de casos en investigación

Procesamiento de las muestras

Preparación de alícuotas de la muestra original — Una extracción y stock (para repetición y/o envíos al CDC)

Extracción de ácidos nucleicos

Protocolo de PCR estacional

**Positivo para Inf A
No tipificable**

Caso probable

Envío al CDC

Congelación de stock

Si caso se confirma preparar stock para envío

Negativo

**Positivo para
Inf B, AH1, AH3 estacionales**

Caso cerrado

Positivo

Caso confirmado

Negativo

Caso cerrado

Tomar siempre en cuenta la valoración clínica para tomar la decisión de descartar un caso